

# SUBPUNCH 3.0



AMERICAN SURGERY

**SPORT  
MEDICINE**  
ADVANCED TECHNOLOGY



**SIMPLE  
PRECISO  
EFICAZ**

*SIMPLE / PRECISE / EFFECTIVE*

El sistema SUBPUNCH 3.0 ofrece una técnica que simplifica la inserción del anclaje mediante el uso de una guía para perforar con precisión en la cavidad glenoidea.

El taladro se retira y el implante se inserta a través de la misma guía, lo que produce un impacto hasta el tope.

Es una técnica simple y reproducible.

The SubPunch 3.0 system offers a technique that simplifies the insertion of the anchor with a guide to drill accurately in the glenoid cavity.

The drill is retired and the implant is inserted through the same guide, which produces an impact to the stop.

It is a simple and reproducible technique.



[www.southamericaimplants.com.ar](http://www.southamericaimplants.com.ar)

**Paso a paso**  
Step by step

1

Fijación de la guía  
Guide fixation



2

Perforación con tope  
Drilling with stop



3

Colocación por impacto  
Impact collocation



**Peek**  
Peek

**Impactado**  
Impacted

**Doble sutura**  
Double suture

INDICADO PARA LESIONES DE  
INDICATED FOR LESIONS IN



**HOMBRO**  
SHOULDER

Slap / Inestabilidad  
Shoulder Slap / Instability



**CADERA**  
HIP

Lesión de Labrum  
Hip Labrum lesions



**RODILLA**  
KNEE

Ligamento Patelofemoral  
Tendón Rotuliano  
Knee Patellofemoral ligament / Patellar tendon



**TOBILLO**  
ANKLE

Reparación Ligamentaria  
Ankle Ligament repairing



**CODO**  
ELBOW

Ligamento colateral medial  
Elbow Collateral medial ligament

