


SHARK

Grapas de Compresión Dinámica



Producto fabricado por SAI | www.southamericaimplants.com



GRAPAS SHARK

Grapas de compresión activa continua que mantiene la estabilidad y la fuerza mecánica constante para una óptima consolidación ósea.

Simples de colocar.

Instrumental de colocación preciso y descartable.

Grapas de bajo perfil.

Se presenta en 3 tamaños 10 x 10mm, 15 x 15mm. y 20 x 20mm.

INDICACIONES

- ▶ Artrodesis interfalángica del Hallux.
- ▶ Fijación de la osteotomía de Akin Hallux.
- ▶ Artrodesis metatarso falángica del Hallux.
- ▶ Artrodesis de Lapidus (cúneo-metatarsiana).
- ▶ Fijaciones tarso-metatarsianas (Lisfranc).
- ▶ Fijaciones de tarso in situ.
- ▶ Artrodesis astrágalo-escafoides.
- ▶ Artrodesis calcáneo-cuboides.
- ▶ Artrodesis subastragalina.
- ▶ Fijaciones de osteotomías correctivas tibiales distales y proximales.
- ▶ Fijación de fracturas de tibia distal y proximal.
- ▶ Fijación de osteotomías correctivas femorales proximales y distales.
- ▶ Fijación de osteotomías de pelvis.
- ▶ Fijación de artrodesis de los huesos del carpo.
- ▶ Fijación de osteotomías y fracturas de húmero proximal.
- ▶ Artrodesis de cuerpos vertebrales.

MEDIDAS

