



SAI[®]
SOUTH AMERICA IMPLANTS



CLAVO CAPTORNAL

El Clavo Captor fue diseñado para una óptima eficiencia tanto en la técnica quirúrgica como en la posterior rehabilitación.

La introducción se realiza enteramente mediante una técnica quirúrgica cerrada, minimizando el trauma, la pérdida de sangre y la posibilidad de infección.

The Nail Captor was designed for optimum efficiency in both surgical technique and subsequent rehabilitation.

The introduction is made entirely by a closed surgical technique, minimizing trauma, blood loss and possibility of infection.

130°/135°



Principales Características

Main features

- **Técnica quirúrgica mínimamente invasiva.**
Minimally invasive surgical technique.
- **Menor tiempo quirúrgico.**
Minor surgical time.
- **Carga prematura debido a un desarrollo biomecánico estable.**
Premature load due to stable biomechanical development.
- **Fácil ingreso a través de una pequeña incisión en el extremo del trocánter mayor.**
Easy entry through a small incision at the end of the greater trochanter.
- **Diámetros distales de 10mm, 11.5mm. y 13mm.**
Distal diameters of 10mm, 11.5mm. And 13mm.
- **Guía Radiolúcida.**
Radiolucent Guide.
- **Titanio.**
Titanium.

Guía Radiolúcida
Radiolucent Guide



Contraindicaciones

Contraindications

- **Fracturas mediales de cadera.**
Medial hip fractures
- **Fracturas de diáfisis femoral.**
Fractures of femoral shaft

Indicaciones

Indications

Clavo Corto
Short nail

- **Fracturas intertrocantericas.**
Intertrochanteric fractures.
- **Consolidaciones viciosas.**
Vicious consolidations.
- **Pseudoartrosis.**
Pseudoarthrosis.

Clavo Largo
Long nail

- **Fracturas subtrocantéricas espiroideas.**
Spiroid subtrochanteric fractures.
- **Fracturas pertrocantéricas asociadas a fracturas diafisarias.**
Pertrochanteric fractures associated with diaphyseal fractures.
- **Fracturas patológicas (incluso su uso profiláctico).**
Pathological fractures (including their prophylactic use).
- **Consolidaciones viciosas.**
Vicious consolidations.
- **Pseudoartrosis.**
Pseudoarthrosis.

Medidas

Sizes

Código Ref	Descripción Description	Diámetro (mm) Diameter (mm)	Ángulo Angle	Largos (mm) Length (mm)					
3124 / 3125 / 3126	CLAVO CAPTOR corto derecho en titanio Titanium short right CAPTOR NAIL	10.0 / 11.5 / 13.0	130° / 135°						
3128 / 3129 / 3130	CLAVO CAPTOR corto izquierdo en titanio Titanium short left CAPTOR NAIL	10.0 / 11.5 / 13.0	130° / 135°						
3136 / 3137 / 3138	CLAVO CAPTOR largo derecho en titanio Titanium long right CAPTOR NAIL	10.0 / 11.5 / 13.0	130°	320	350	380	410	440	470
3139 / 3140 / 3141	CLAVO CAPTOR largo izquierdo en titanio Titanium long left CAPTOR NAIL	10.0 / 11.5 / 13.0	130°	320	350	380	410	440	470
3142 / 3143 / 3144	CLAVO CAPTOR largo derecho en titanio Titanium long right CAPTOR NAIL	10.0 / 11.5 / 13.0	135°	320	350	380	410	440	470
3145 / 3146 / 3147	CLAVO CAPTOR largo izquierdo en titanio Titanium long left CAPTOR NAIL	10.0 / 11.5 / 13.0	135°	320	350	380	410	440	470
0092	Tapón para CLAVO CAPTOR con cabeza en titanio Titanium endcap CAPTOR NAIL					5.0	10.0		
0093	Tapón para CLAVO CAPTOR sin cabeza en titanio Titanium endcap headless						0		
2601	Tornillo deslizante CLAVO CAPTOR en titanio Titanium lag screw							70 a 130	