




**SPORT
MEDICINE**
ADVANCED TECHNOLOGY



PRODUCTO ESTÉRIL
STERILE DEVICE

100% DESECHABLE
100% DISPOSABLE

FÁCIL UTILIZACIÓN
EASY TO USE

SUTURA FIBER USP 2-0 / METRIC 3 INCLUIDA
FIBER SUTURE USP 2-0 / METRIC 3 INCLUDED

KIT PARA REPARACIÓN MENISCAL

MENISCAL REPAIR KIT

KIT PARA REPARACIÓN MENISCAL COMPLETO

COMPLETE MENISCAL REPAIR KIT

El Kit para reparación meniscal American Surgery está diseñado para la reparación de meniscos desgarrados en la articulación de la rodilla bajo la visualización artroscópica.

Es un sistema desechable compuesto de dos agujas espinales curvas, dos agujas espinales rectas y dos bucles de nitinol que toman la sutura. Dependiendo de la anatomía del paciente, el cirujano puede combinar agujas curvas o rectas.

Los componentes del Kit, combinados con el abordaje de afuera hacia adentro, minimizan el riesgo de ocasionar daños a las estructuras neurovasculares durante la reparación meniscal.

American Surgery Meniscal Repair Kit is designed for torn meniscus repair under arthroscopic visualization at the knee joint.

This disposable system contains an assortment of two curved spinal needles, two straight spinal needles and two nitinol loops that retrieve the suture. Depending on patient's anatomy, the surgeon may combine curved or straight needles.

The kit components, combined with the outside-in approach, minimize the risk of damage to neurovascular structures throughout meniscal repair.



Cod. 3723-000



www.southamericaimplants.com.ar

Producto autorizado por la ANMAT PM 2022-14 | DC-072-00

Authorized by ANMAT PM 2022-14

FABRICADO POR MANUFACTURED BY SAI

