

# KRYPTON

TUTOR EXTERNO PARA GRANDES Y MEDIANOS FRAGMENTOS  
LARGE AND MEDIUM FRAGMENTS EXTERNAL FIXATOR



El sistema modular de fijadores externos Krypton para fragmentos grandes y medianos consta de un conjunto de componentes que posibilitan una amplia gama de configuraciones para el tratamiento de fracturas. Este sistema permite estabilizar de manera externa huesos largos, fracturas de pelvis, así como artrodesis y osteotomías, y ofrece distintas alternativas de ensamblado.

*Krypton External Fixators modular system for large and medium fragments consists of a set of components that offers a wide number of configurations for fracture treatment. This system is versatile enough for the external stabilization of long bones, pelvic fractures, as well as for the treatment of arthrodesis and osteotomies, and can be assembled in varied ways.*



## Características y Beneficios

Features & Benefits

- Rótulas con mecanismo de apertura asistida durante el reajuste.  
*Ball-joints with assisted opening mechanism when re-adjusting*
- Colocación libre de los clavos de sujeción o pines  
*Free placement of fastening nails or pins*
- Reducción intraoperatoria y postoperatoria rápida y precisa  
*Quick and precise intraoperative and postoperative reduction*
- Visualización óptima de las fracturas por el uso de barras de fibra de carbón radiotransparente  
*Optimum fracture visualization due to the use of radiolucent carbon fiber rods*
- Dos presentaciones: sistema completo y sistema reducido para el tratamiento de urgencias  
*Available in two presentations: full system and reduced system for emergency treatment*

## Componentes

Components



**COD. 1707-000**

**RÓTULA TUBO-SCHANZ 11.0MM**  
TUBULAR KNEECAP / SCHANZ 11.0MM



**COD. 1702-000**

**RÓTULA TUBO-TUBO 11.0MM**  
TUBULAR KNEECAP / TUBULAR 11.0MM



**COD. 1716-XXX**  
200 / 300 (MM.)

**TUBO TUTOR EXTERNO 11.0MM**  
FIBRA DE CARBONO  
FIBER CARBON TUBULAR EXTERNAL  
FIXATOR 11.0MM



**COD. 1700-XXX**  
100 / 125 / 150 / 200 / 250 /  
300 / 350 / 400 (MM.)

**TUBO TUTOR EXTERNO 11.0MM**  
ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL TUBULAR EXTERNAL  
FIXATOR 11.0MM



**COD. 1701-XXX**  
125 / 150 / 175 / 200 (MM.)

**CLAVO SCHANZ 5.0MM**  
ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL SCHANZ NAIL  
5.0MM

## Indicaciones

Indications

Inmovilización rápida e inicial de las lesiones de las partes blandas y de las fracturas en pacientes con lesiones graves.  
*Rapid, initial immobilization of soft tissue injuries and fractures in severely injured patients.*

Fracturas diafisarias y periarticulares extensas.  
*Extensive diaphyseal and periarticular fractures.*

Fracturas de pelvis.  
*Pelvic fractures.*

Artrodesis y osteotomías.  
*Arthrodesis and osteotomies.*