



SAI[®]
SOUTH AMERICA IMPLANTS

DÓSIS DE RELLENO ÓSEO RECOMENDADAS EN ESPACIADORES DE COLUMNA VERTEBRAL

*RECOMMENDED DOSE OF BONE SUBSTITUTE
FOR VERTEBRAL SPACERS*

Dosis de relleno óseo recomendadas en espaciadores de columna vertebral

Recommended dose of bone substitute for vertebral spacers



Sistema de abordaje lateral para la fusión lumbar XLOCK

XLOCK - Lateral lumbar interbody fusion

SUSTITUTOÓSEO
 RELLENO ÓSEO DE HIDROXIAPATITA BOVINA
BONESUBSTITUTE - BONE SUBSTITUTE OF BOVINE HYDROXYAPATITE

COD. 2013-000 | DOSIS: 5.0cc.



Cage para fusión intersomática lumbar transforaminal XFOX

XFOX - Transforaminal lumbar interbody fusion cage

SUSTITUTOÓSEO
 RELLENO ÓSEO DE HIDROXIAPATITA BOVINA
BONESUBSTITUTE - BONE SUBSTITUTE OF BOVINE HYDROXYAPATITE

COD. 2026-000 | DOSIS: 2.5cc.



Separador intervertebral para columna lumbar

Vertebral spacer for lumbar spine

SUSTITUTOÓSEO
 RELLENO ÓSEO DE HIDROXIAPATITA BOVINA
BONESUBSTITUTE - BONE SUBSTITUTE OF BOVINE HYDROXYAPATITE

COD. 2026-000 | DOSIS: 2.5cc.




Cage para fusión intersomática cervical bloqueado XZONE

XZONE - Cervical intersomatic fusion locking cage

SUSTITUTOÓSEO
 RELLENO ÓSEO DE HIDROXIAPATITA BOVINA
BONESUBSTITUTE - BONE SUBSTITUTE OF BOVINE HYDROXYAPATITE

COD. 2026-000 | DOSIS: 2.5cc.



Separador intervertebral para columna cervical

Vertebral spacer for cervical spine

SUSTITUTOÓSEO
 RELLENO ÓSEO DE HIDROXIAPATITA BOVINA
BONESUBSTITUTE - BONE SUBSTITUTE OF BOVINE HYDROXYAPATITE

COD. 2026-000 | DOSIS: 2.5cc.



Dispositivo para fusión intersomática lumbar por vía anterior y oblicua XFRONT

X-FRONT - ALIF & OLIF lumbar intersomatic fusion device

SUSTITUTOÓSEO
 RELLENO ÓSEO DE HIDROXIAPATITA BOVINA
BONESUBSTITUTE - BONE SUBSTITUTE OF BOVINE HYDROXYAPATITE

COD. 2026-000 | DOSIS: 2.5cc.