

SUB *Tape* 2.9

Anclaje solo sutura

Anclaje que integra el concepto solo sutura con suturas en forma de cinta.

Anchor combines the "only suture" concept with tape-shaped sutures.

Sub Tape es un **anclaje que unifica los más innovadores avances que revolucionaron la reparación de tejidos, ya que integra el concepto solo sutura (SubSoft) con suturas en forma de cinta (Suture Tape)**. Esta combinación reemplaza y mejora las características mecánicas de los implantes metálicos dado que el único componente es el material de sutura. Además, **se presenta en diámetros menores a los anclajes metálicos, lo que permite un mayor contacto tejido-hueso**. La sutura tape aumenta el área de contacto distribuyendo la presión sobre el tejido. Es un **producto ideal en los casos en que la fijación del tejido puede ser una preocupación**.

The Sub Tape anchor combines the most innovative advances that have revamped tissue repair completely as it merges the "only suture" concept (SubSoft) with tape-shaped sutures (Suture Tape). This combination replaces and enhances the mechanical features of metal implants since the suture is the only component. Besides, it is available in smaller diameters than metal anchors, which enhances tissue-bone attachment. The suture tape increases the contact area, thus spreading the pressure on the tissue. The Sub Tape anchor is highly recommended when tissue fixation may be a matter of concern.

Principales Características

Main features

- **Reduce la eliminación de hueso.**
Reduced bone removal.
- **Su menor diámetro reduce la probabilidad de intersección al momento de colocar varios anclajes.**
Its smaller diameter reduces the probability of intersection when placing several anchors.
- **Permite múltiples puntos de fijación cuando se reparan tejidos blandos al hueso.**
It allows for multiple fixation points when soft tissue is repaired to the bone.
- **Alta resistencia al arranque.**
Highly resistant to pull-out.
- **Mejora el deslizamiento entre las suturas y el anclaje, al no tener un componente rígido.**
It improves the smooth slide between the sutures and the anchorage since there is no rigid component.
- **Al estar preensamblado con sutura tape aumenta el área de contacto distribuyendo la presión sobre el tejido. Ideal donde la fijación del tejido puede ser una preocupación.**
Since the anchor is preassembled with the suture tape, the contact area is larger, thus spreading the pressure on the tissue. It is highly recommended when tissue fixation may be a matter of concern.
- **Facilita la cirugía de revisión.**
It facilitates revision surgery.



3321-000

ARPÓN SUB TAPE 2.9 mm

SUB TAPE ANCHOR 2.9 mm

INDICACIONES

INDICATIONS

- **Reparación / Reinserción del manguito rotador**
Repair/reinsertion of the rotator cuff tendon
- **Reconstrucción del ligamento acromioclavicular**
Reconstruction of acromioclavicular ligament
- **Reinserción del deltoides**
Deltoids reinsertion
- **Reinserción del bíceps**
Biceps reinsertion